

快速

可靠

简单



MICA
Highlight

Total Viable Count

细菌总数自动分析仪



- 工艺水和清洗水（包括医疗器械生物负载测试）
- 饮用水
- 个人护理产品（生理血清、滴眼液、鼻喷雾剂等）

- ✓ 培养时间分别低至：24小时（PCA和TSA培养基），48小时（SDA培养基）或72小时（R2A培养基）
- ✓ 基于传统培养法原理，结果以 CFU 表示
- ✓ 无需任何耗材（除常规滤膜和培养基外）
- ✓ 测试量高达 50-80次/8小时
- ✓ 非破坏性检测方法，
- ✓ 检出限：1-5 CFU/滤膜

CE | UK
CA

测试流程完全基于滤膜法



自动计数

单位为 CFU/滤膜

标准方法所需培养时间:
USP 1231: 5 - 7 天
USP 61: 3 - 7 天
APHA 9215: 2 - 7 天



中国授权总代理

莫尔顿水务技术(上海)有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路888号新银大厦1702室

电话：021-62306747

邮箱：info@modernwater.com.cn

官网：www.modernwater.cn

diamidex.com